


SECG 5.0 AIO

标准辅助软件



只需依照软件引导的步骤操作，即可执行标准要求的合规测试

- 可存储和载入测试设定 -
可存储常用的测试参数设定，并同时暂存测试结果，无需担忧突发状况中断测试，
并避免重复手动设置导致的人为失误
- 汇整测试结果为 HTML 格式报告 -
汇出每一次测试结果为 HTML 格式报告，建立可追溯的测试历程，
方便跨单位追踪和稽核审查
- 弹性设定参数* - 支持自定义参数数值，协助研发人员测试边界值及验证客制规格

*备注：仅 GB 9706.225、GB 9706.227、YY 9706.247 的 Premium 版本支持此功能。

Medical Standard Coverage

IEC 60601-2-25 IEC 60601-2-27 IEC 60601-2-47 GB 9706.225 GB 9706.227 YY 9706.247

通过标准定义及图示
无需查找、一目了然

存储及载入测试设定档
无需重复设定，并可暂存测试结果

汇出测试结果为 HTML 报告
轻松建立测试历程，便于归档追踪

可调整参数数值*
方便测试边界值及自定义规格验证

*备注：仅 GB 9706.225、GB 9706.227、YY 9706.247 的 Premium 版本支援。

功能比较表

	Premium 版本	Basic 版本
适用情境	研发调试、边界值验证、标准合规验证	标准合规验证
测试参数调整	可自由调整	固定预设值
测试振幅 (Amplitude)	范围: $\pm 40\text{mV}$	
直流偏移 (DC Offset)	范围: $\pm 1000\text{mV}$	
起搏脉冲振幅 (Pacing Pulse Amplitude)	范围: $\pm 700\text{mV}$	依标准规范定义，不可修改
其他法规标准参数	可依需求调整，如时间间隔、测试频率等	
功能		
汇出测试结果	汇出为 HTML (*.html) 档	
载入测试设定档	可快速载入先前存储的测试参数设定	
存储测试设定档	可存储自订参数设定以重复使用	

订购信息

产品料号	产品叙述
HA0-SE0G001	医疗标准 IEC 60601-2-25:2011 性能测试辅助软件 (Basic 版，单机或外接计算机皆可使用)
HA0-SE0G002	医疗标准 IEC 60601-2-27:2011 性能测试辅助软件 (Basic 版，单机或外接计算机皆可使用)
HA0-SE0G003	医疗标准 IEC 60601-2-47:2012 性能测试辅助软件 (Basic 版，单机或外接计算机皆可使用)
HA0-SE0G014	医疗标准 GB 9706.225-2021 性能测试辅助软件 (Premium 版，可调整测试参数，需搭配计算机使用)
HA0-SE0G015	医疗标准 GB 9706.227-2021 性能测试辅助软件 (Premium 版，可调整测试参数，需搭配计算机使用)
HA0-SE0G016	医疗标准 YY 9706.247-2021 性能测试辅助软件 (Premium 版，可调整测试参数，需搭配计算机使用)



SECG 5.0 AIO
Standard Assistant Software
Scan for
more information

www.whaleteq.com

service@whaleteq.com

8F., No. 125 Songjiang Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104474, Taiwan

+886-2-2517-6255

+886-2-2596-0702