



DFS200

AED 巡检维护测试仪

从AED 目视巡检、功能测试到维护数据与报告，将现场维护所需的主要工作整合于同一流程。

- **自订AED 巡检项目**

依 AED 型号、客户需求或标准作业程序设定巡检内容

- **AED 功能与电池测试**

支援电击能量测试、ECG 模拟及电池电压量测

- **巡检与测试数据集中记录**

整合设备信息、巡检结果、电击数据、波形及电池电压

- **维护报告快速产出**

完成检测后即自动产出维护报告，亦可客制化报告模块

- **现场巡检与进阶测试兼具**

透过行动App 完成现场维护，并可搭配选购的电脑软件进行进阶 ECG 波形与测试设定

- **维护数据与企业既有管理系统整合**

提供 API 将巡检数据整合至企业内部管理系统，减少人工数据转换，提升信息一致性

电能测量规格

项目	规格
最大能量	范围: 最高可达 600J
电压	范围: 最高可达 5000Vp 精确度: $\pm (1\% \text{ 读值} + 2V)$, 典型值
负载电阻	电阻: 50 Ω
脉冲宽度	范围: 1.0 ~ 50.0ms 精确度: $\pm 0.1\text{ms}$
最大平均功率	12W · 相当于每 30 秒 1 次 360J 的除颤脉冲
电池电量 (AED 电池)	测量电压: 0.40 ~ 40.00V 精确度: 5.00 ~ 40.00V : $\pm 0.05V$
电池电量 (AED 电池, 负载 200mA 量测)	测量电压: 3.60 ~ 40.00V 精确度: 3.60 ~ 40.00V : $\pm 0.5V$

合规规格

项目	规格
安全标准	CE: IEC / EN61010-1:2010 + A1: 2016; 污染等级 2 61010-2-030: 2017
电磁兼容标准 (EMC)	CE: EN61326-1; EN301489-1 / EN301489-17; FCC: EMC P15B
其他标准	CE: RF EN 300328; EN62311; NCC: RF LP0002

* 规格如有更改, 恕不另行通知。

产品标准组合

产品料号	产品叙述	数量
100-DF00107	产品型号: DFS200 产品名称: AED 巡检维护测试仪	1

选购配件

产品料号	产品叙述	数量
G34-0600101	DFS 专用包	1
D06-9000321	9V 碱性电池	1
K22-0500101*	开放式 AED 电缆 (香蕉头公头) · 0.5米 (黑色)	1
K22-0500102*	开放式 AED 电缆 (香蕉头公头) · 0.5米 (红色)	1
300-DFBMPLD	电池量测探棒 (含负载)	1
K29-0900501	电池量测探棒	1
N61-0210033	快速接头	1
K27-1800304	USB Type-A 转 Type-C 电缆 (公头转公头) · 1.8米	1

* 备注: 可定制 AED 电缆介面转接器, 请与 service@whaleteq.com 联系。

选购除颤电击测试套组

产品料号	产品叙述	数量
300-DFPDOCK	除颤电击测试底座	1
E13-070P101	除颤电击测试接收片	2

选购软件

产品料号	产品叙述
HE0-DF00003	DFS200 计算机软件
HE0-DF00005	巡检与报告生成许可证
HE0-DF00006	数据同步授权

選購服務

产品料号	产品叙述
HE0-DF00001	报告定制服务

選購校驗服務及延伸保固

产品料号	产品叙述
7C3-000001	产品型号: C3 (Accredited) 提供鲸扬原厂 (3) 年校验服务
7C3-000002	产品型号: C3 (In-house) 提供鲸扬原厂 (3) 年内部校验服务。
7R3-000001	产品型号: R3 产品保固由 (1) 年延长至 (3) 年。

产品规格

项目	规格
温度	操作温度: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 储存温度: -20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)
湿度	10% ~ 90% 非冷凝
联机方式	无线通信 (低功耗无线电) USB Type-C 传输接口
操作模式	远距操作 (APP)
电源	9V 碱性电池 x 1 APP 显示电池电量和低电量警报
机构	外壳: ABS 塑料 尺寸 (长 x 宽 x 高): 17.0公分 x 8.55公分 x 4.0公分 重量: 330公克

AED 测试设置



除颤器测试设置 (选配)



DFS200
Scan for
more information

www.whaleteq.com

service@whaleteq.com

8F., No. 125 Songjiang Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104474, Taiwan

+886-2-2517-6255

+886-2-2596-0702